

## CORRECT PLUS

Винил полисилоксан отпечатъчен материал

Correct Plus е винил полисилоксан отпечатъчен материал, подходящ за различни техники за снемане на отпечатъци за корони, мостове и беззъби челюсти. Correct Plus може да се използва и за прецизно дублиране на модели в лабораторията. Correct Plus може да се стерилизира. Лекотата при манипулация, отличната стабилност на отпечатъка и устойчивостта на разкъсване ви осигуряват изключително точен и детайлен отпечатък.

### Инструкции за размесване на тестото

Използвайте включените в комплекта мерителни лъжички. Смесете равни количества от базата и катализатора. Размесете с твърда шпатула /или с пръсти/ за около 45 секунди, докато се получи еднородна смес. Оптималното съотношение е 1:1; леки отклонения от това съотношение на базата или катализатора няма да повлияят на времето за работа или времето за втвърдяване.

**Важно:** Не смесвайте база и катализатор от различни партиди, тъй като това би могло да доведе до непредсказуемо време за работа и време за втвърдяване. Не използвайте латексови ръкавици, когато размесвате тестото. Измийте много добре ръцете си преди да размесвате тестото с ръце.

### Инструкции за работа с картушите

1. Поставете картушата в пистолета.
2. Отстранете капачката от предната част на картушата.
3. Преди да сложите смесителния накрайник, изстискайте малко количество от материала, за да се убедите че изтича равномерно количество от базата и катализатора. Забършете картушата. Поставете смесителния накрайник.

Correct Plus е пълна линия хидрофилни отпечатъчни материали с различни вискозитети. Тези материали могат да се използват при различни отпечатъчни техники, в зависимост от вашите предпочитания. За ваше улеснение вижте изложените кратки описания.

### Wash Materials:

Light Body: Това е класически корекционен отпечатък, който ви предлага добра течливост и умерена тиксотропност, така че той ще се задържи добре дори към зъбите от горната челюст. Подходящ за употреба с всички видове тесто от Correct Plus линията.

Thick-n-Thin: Този материал притежава добри свойства за натрупване, когато се отделя от картушата, но след това рязко сляга върху зъба. Подходящ за употреба с всички видове тесто от Correct Plus линията.

### Medium Bodied Materials:

Universal Body: Този материал може да се използва като тесто или при монофазна отпечатъчна техника. Той има лепкава косистенция с добра способност да навлиза в сулкуса при дълбоки препарации. Не се препоръчва да се използва като коректура с друго тесто; може да се използва с Light Body около препарацията.

### Bite and Three-in-One Materials:

Bite Superfast: Този материал е разработен за бърза регистрация на ухапка.

Tray: Този материал е разработен за 3 в 1 отпечатъчни техники (напр. отпечатък, контра- и регистрация на ухапка, взети едновременно в една лъжица). Той има огромна тиксотропност и се втвърдява много бързо, така че да се предотврати деформация от гъвкава лъжица. Този материал може да се използва с всеки Wash материал.

### Heavy Bodied Materials:

Injectable Putty: Този материал предлага максимален вискозитет съвместим със съвременните авто-смесителни системи за максимално налягане при поставяне на лъжицата. Може да се използва с всеки Wash материал.

Putty: Мек, нелепков и лесен за смесване. Употребява се с всички Wash материали.

### Важно:

1. Преди употреба отпечатъчните материали CorrectPlus трябва да са с температура около 22<sup>o</sup> C.
2. Не използвайте отпечатъчните материали CorrectPlus с кондензационни силикони.
3. Не използвайте латексови ръкавици, ако смесвате тестото с пръсти.
4. Затваряйте кутиите, когато не използвате материала.
5. Хемостатични агенти и ретракционни конци, които съдържат железни сулфати или алуминиев хлорид могат да забавят втвърдяването на отпечатъчните материали CorrectPlus. Преди да снемате отпечатък, изплакнете добре с вода и подсушете напълно.
6. Отпечатъците, направени с CorrectPlus могат да се дезинфекцират като се потопят в глутаралдехид или друг подходящ дезинфектант.
7. Отпечатъците могат да се отливат след 30 минути.

**Отпечатъци за корони и мостове**

1. Изберете подходяща отпечатъчна лъжица, която ви осигурява най-малко 2-3 мм пространство за отпечатъчния материал.
2. Нанесете тънък слой адхезив за лъжици и оставете да изсъхне за 5 минути. Адхезив се използва и при перфорирани лъжици.
3. Подсушете оперативното поле и изолирайте с памучни ролки.
4. Нанесете Putty, Universal Body, Injectable Putty, Tray Material в отпечатъчната лъжица. Времето за работа е 90 секунди.
5. Отстранете ролките. Нанесете с картуша материал около подготвените зъби. Сложете лъжицата и задръжте, докато материала се втвърди /около 3½ минути/.
6. Изплакнете отпечатъка със студена вода и подсушете.
7. Отпечатъците могат да се отливат след 30 минути.

**Производител:** Pentron Clinical

**Вносител:** Крис 95 ООД, 1309 София, ул. Райна Княгиня 1, тел. 02 / 9832742, [www.kris95.bg](http://www.kris95.bg)